



Волык А.Н.,
Президент МЛП

Какое Ваше мнение о проверках на полиграфе, проведенных в ускоренном режиме?

Шарлатаны, предлагающие сверхскоростные проверки, не только глумятся над наукой психофизиологической детекции лжи, но и ставят под угрозу судьбу обследуемых лиц. Это безответственно и преступно! Качественная полиграфологическая проверка, обеспечивающая надежный результат, представляет собой трудоемкий процесс, который, в зависимости от сложности и количества расследуемых тем, занимает не менее 2-3 часов. К сожалению, на постсоветском пространстве, часто отмечаются случаи шулерства со стороны лиц, предлагающих провести проверки на полиграфе в "ускоренном режиме" — за 30-45 минут. Совсем не случайно в США, еще в 1980-х годах, был принят закон, согласно которому время выполнения полиграфологической проверки не может быть менее 1,5 часа. Если Вы, например, работодатель и Вам стало известно, что Вашего работника протестировали за 30 или 45 минут, можете смело забыть о результате данного теста, поскольку он не проводился с соблюдением всех необходимых методических процедур. В поиске профессиональных полиграфологических услуг в нашу компанию регулярно обращаются работодатели, ставшие жертвами шулерских схем. В процессе общения с ними мы узнаем о грубых нарушениях стандартов полиграфологической практики со стороны шарлатанов и осознаем высокую распространенность шулерских схем в Украине, России и др. Для того, чтобы помочь читателям избежать негативного опыта с полиграфологами-мошенниками, убедительно рекомендуем Вам не лениться и осуществить предварительное исследование рынка полиграфологических услуг: позвоните в учебное заведение или полиграфологическое объединение и обязательно наведите справки об интересующем Вас полиграфологе, его истории, репутации, и

Детектор лжи: вопросы стандартов практики

Интервью дал известный украинский полиграфолог, директор компании «Арго-А», Президент Международной лиги полиграфологов, Президент Международной ассоциации полиграфологов, член Американской ассоциации полиграфологов, Волык Андрей Николаевич.

потребуется документальное подтверждение соответствия действительности предоставленной им информации. Вы должны помнить, что от квалификации полиграфолога зависит судьба Ваших работников и успех Вашей компании.

Насколько важно наличие специально оборудованного полиграфологического офиса для обеспечения точности результата проверки?

Это чрезвычайно важно, поскольку испытуемые не должны отвлекаться во время тестирования на полиграфе. Мы часто слышим от жертв полиграфологического шарлатанства, что их тестировали на кухне или в подвале, усадив на шаткий стул и поместив руку на шаткий стол, в присутствии неугомонных детей, при лае домашних собак и включенном телевизоре, т.е. в среде, переполненной стимулами и отвлекающими факторами, оказывающими влияние на результат проверки. Более того, такие примитивные тесты часто проводятся в ночное время — этого нельзя делать. Это цирк, а не психофизиологическая детекция лжи. С точки зрения ведущих мировых профессиональных объединений полиграфологов (Международная лига полиграфологов, Американская ассоциация полиграфологов, Международная ассоциация полиграфологов), установлены стандарты конфигурации помещений, в которых проводятся обследования на полиграфе. Например, идеальный полиграфологический офис серьезной полиграфологической компании должен находиться в автономном помещении (не в подвале, не в окружении других офисов разного профиля деятельности, создающих посторонние шумы, отвлекающие тестируемого), иметь приемную (комнату ожидания), комнаты (соответствующего метража), в которых проводятся обследования, комнаты для анализа полиграмм, библиотечно-музейное помещение. Пол экзаменационных комнат должен быть покрыт ковровым покрытием для абсорбции шума, стены — звукоизолированы от внешнего и внутреннего шума, адекватное освещение без ослепительного блеска. Этот же офис должен быть укомплектован специальными полиграфологическими креслами с регулируемыми подлокотниками и прямой спинкой. Эти кресла должны размещаться на противоположной стороне от столов полиграфологов. Стена, лицом к которой сидит обследуемый в полиграфологическом кресле, должна быть свободной от каких-либо

отвлекающих факторов. Ни в коем случае нельзя усаживать проверяемого лицом к окну (эту грубую ошибку допускают "полиграфологи" с неамериканским образованием). В офисе также должен быть туалет с умывальником. Субъект должен мыть руки до начала проверки, чтобы смыть жиры и др., способные ухудшить деятельность потовой железы на пальцах руки обследуемого. Температура в комнате, в которой проводится обследование, должна регулироваться и находиться в диапазоне от 18°C до 25°C с целью обеспечения идеальной записи кожногальванической активности субъекта. Использование полиграфологического кресла является крайне важным фактором повышения точности обследований на детекторе лжи. Специальное полиграфологическое кресло уже около 70 лет является стандартным компонентом каждого полиграфологического офиса в США. Прямая спинка кресла улучшает дыхательные паттерны обследуемого. Благодаря оптимальной конструкции кресла, манжета, закрепленная на руке субъекта, не касается грудной клетки, что позволяет избежать помех, обусловленных дыханием, на сердечные кривые, максимизируя тем самым получение результата обследования высшей точности. Полиграфологическое кресло также позволяет: размещение на сиденье и подлокотниках сенсоров движения тела и рук субъекта для обнаружения противодействий; легкий доступ полиграфолога к датчикам на теле субъекта; беспрепятственный обзор субъекта полиграфологом; запись с максимальной амплитудой пульса независимо от используемой манжеты; улучшение стабильности электродов, закрепленных на пальцах тестируемых лиц и др. Все это разработано с целью минимизации артефактов и максимизации точности обследований с использованием полиграфа.

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ

Перевірки на поліграфі

- осіб, яких приймають на роботу
- періодичні/планові працюючого персоналу
- вибіркові/позапланові працівників
- під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette Instrument Company (США)

Підготовка поліграфологів від СРІ (США)

тел.: (044) 227-49-67, (067) 719-20-88

**www.argo-a.com.ua;
e-mail: argoainfo@gmail.com**